



# 膠囊/錠劑數粒機 CVC SC204-TS



簡易且可靠設計的數粒機：

錠劑/膠囊由不鏽鋼料斗透過振動軌道輸送至轉盤，藉由轉盤軌道與離心力作用，達到藥粒分離與排列效果，雙排整列的藥錠經電眼計數後填充入瓶。

半自動操作省空間，適用於藥廠與保健食品廠等，小批量藥錠膠囊瓶裝計數。

## 機台特色

- 搭配4個下料口，一次計數充填兩瓶，當其中兩瓶數粒下料時，另兩瓶子保持預備數粒充填。
- 產能：  
錠劑(圓錠)：每分鐘1,500- 2,500顆。  
膠囊：每分鐘800- 1,200顆。
- 觸控螢幕HMI易於操控及參數設定。
- 特殊設計電眼，可預防止電壓變化或是光線影響數粒頭數粒。
- 可依照操作者需求，調整數粒速度。
- 便於操作者放瓶與換瓶的設計。
- 符合cGMP規範的設計結構。

## 選購配備

- 集塵機
- 轉盤及下料出口防塵罩



## CVC SC204-TS 機器規格

產能	藥錠最高可達每分鐘 1,500-2,500 顆 膠囊最高可達每分鐘 800-1,200 顆 (需依客戶樣品實測為準)
適用尺寸	藥錠: 長度: 5-30 mm 寬度/圓徑: 5-20 mm 瓶子: 瓶徑: Ø30-100 mm 瓶口內徑: Ø25-100 mm 瓶高: 50-200 mm
電壓	110 V/ 220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗電量	110 V: 350 VA (3.2 A)/ 220 V: 350 VA (1.6 A)
氣壓	N/A
耗氣量	N/A
機器尺寸 (長 x 寬 x 高)	925 x 650 x 824 mm
機器淨重	85 kg
噪音值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，  
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。



亞太總部 - 台灣  
台中市大里區工業九路190號  
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555  
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com  
sales@cvctechnologies.com

USA  
10861 Business Drive, Fontana, CA 92337  
Phone: +1 (909) 355-0311  
sales@cvcusa.com

印度  
601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur  
Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080  
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243  
sales@cvctechnologies.com

中國  
昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314  
Phone: +86 (512) 8363-6368  
sales@cvctechnologies.com